



Quarantine Laundry

Quarantining and treating linens that have come in contact with bed bugs is critical to helping prevent further infestation.

Once your Ecolab Service Specialist has inspected the room **follow the 4 steps below.**



1 Discard all linens (with blood stains or permanent soils) from infested rooms by placing them into a separate linen bag and seal it shut.



2 Place remaining linens into washer, separate from non-infested linens.



3 Wash 140°F/60°C

Wash linens from infested rooms on the highest water temperature setting, at least 140°F/60°C or place directly into the dryer for 30 min.



4 Dry 140°F/60°C

Dry linens in drying machine at minimum 140°F/60°C until thoroughly dried.

CONTACT US:
www.ecolab.com

1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102

USA: 1.800.325.1671
CANADA: 1.800.352.5326

ECOLAB[®]
Everywhere It Matters.™



Lavandería en Cuarentena

Poner en cuarentena y tratar la ropa de cama que ha entrado en contacto con chinches es muy importante para ayudar a prevenir una mayor infestación.

Después que el especialista de servicio de Ecolab haya inspeccionado la habitación, **siga los 4 pasos siguientes.**



1 Coloque toda la ropa de cama (con manchas de sangre o suciedad permanente) de las habitaciones infestadas y colóquela en una bolsa separada para ropa de cama y séllela bien.



2 Coloque la ropa de cama restante dentro de la lavadora, separada de la ropa de cama no infestada.



3 Lave a 60°C/140°F

Lave la ropa de cama de las habitaciones infestadas a la mayor temperatura posible, por lo menos a 60°C /140°F o colóquela directamente en la secadora durante 30 minutos.



4 Seque a 60°C /140°F

Seque la ropa de cama en la máquina secadora a un mínimo de 60°C /140°F hasta que esté completamente seca.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
www.ecolab.com

1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102

USA: 1.800.325.1671
CANADA: 1.800.352.5326

ECOLAB[®]
Everywhere It Matters.™